



Blut- und Infusionswärmer
– sicher und zuverlässig

Barkey S-line

Barkey S-line – wärmt Infusionen und Blutprodukte bis zum Patienten. Es hilft den Heilungsprozess der Patienten zu beschleunigen und durch die Vermeidung einer Hypothermie wird das Krankenhausbudget geschont.

Die Vorteile im Überblick

- Wärmt Infusionslösungen, Plasma und Blutprodukte bis zum Patienten
- Wärmeprofil für jedes handelsübliche Infusionsset geeignet (1,5 m Länge, 4–5 mm Durchmesser)
- Einfache Bedienung und Sicherheit durch feste Temperatureinstellung
- One-touch control
- Verwendet keine zusätzlichen Einmalartikel
- Anzeige der Ist-Temperatur des Wärmeprofiles im Display
- Verwendung biokompatibler Materialien
- Optisches und akustisches Signal bei Störung
- Einsetzbar bei der Wärmung von Blutrückflussleitungen (z. B. Dialyse)


Barkey S-line

Sicherheit

- Integrierte Temperatursensoren
- Übertemperaturalarm
- Glatte Oberflächen ermöglichen einfache Reinigung und Desinfektion
- Bedienfreundlichkeit durch voreingestellte Solltemperatur

Vermeidung einer Hypothermie

Wärme ist der Schlüssel zum Wohlbefinden jedes Patienten. Das kostengünstige Barkey S-line erleichtert die Behandlung und beschleunigt den Heilungsprozess der Patienten. Durch die Vermeidung einer Hypothermie werden Liegezeiten verkürzt und das Krankenhausbudget nachhaltig geschont.



Typ	Barkey S-line
Netzanschluss	100–240V, 50/60 Hz
Leistungsaufnahme	115–139VA
Temperatureinstellung	+37°C oder +39°C
Länge Wärmeprofil	1,5 m
Passend für	4,0–5,0 mm
Infusionssetdurchmesser	
Anschlussleitung	3 m
Gewicht	ca. 1,3 kg

MDD/MDR-Klassifizierung	Ila
Schutzklasse	I, Schutzerdung
Feuchtigkeitsschutz	IP X2
Schutzgrad	BF, defibrillationsgeschützt / äußere und innere Anwendung am Patienten mit isoliertem Anwendungsteil
Kenzeichnung	CE 0123
Barkey ist zertifiziert	DIN EN ISO 13485